

## Desinfektion

# Calhypo 70+

## Anorganisches Chlorgranulat



### Verwendung & Eigenschaften

Desinfektionsmittel für Badewasser für berufliche und private Verwender. Zur Stoss- und Dauerchlorung von Schwimmbadwasser. Das Produkt löst sich relativ schnell auf.



### Dosierung & Anwendung

Neufüllung/Stosschlorung: 40 - 80 g/10 m<sup>3</sup> Beckenwasser. Laufender Betrieb: ca. 30 g/10 m<sup>3</sup> alle 2 - 3 Tage. Bei starkem Badebetrieb oder hohen Temperaturen die Dosiermengen entsprechend erhöhen. Am Beckenauslauf sollten mind. 0,5 mg/l freies Chlor nachzuweisen sein. Als 1-5%ige Lösung (100 - 500 g/10 l) im Kunststoffbehälter vorlösen. Bei laufender Umwälzung gleichmässig über die Wasseroberfläche verteilen. Evtl. Rückstände zurückhalten. Diese können auf der Auskleidung Ausbleichungen verursachen.

### Sicherheitsrelevante Daten

**Gefahr** Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Von Kleidung und anderen brennbaren Materialien fernhalten. Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen. **Erste-Hilfe-Massnahmen: Einatmen:** In ernsten Fällen Arzt rufen. **Hautkontakt:** Sofort ärztliche Behandlung notwendig, da nicht behandelte Verätzungen zu schwer heilenden Wunden führen. **Augenkontakt:** Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen. Sofort Arzt aufsuchen. **Verschlucken:** Mund mit Wasser ausspülen und 1-2dl Wasser nachtrinken. Sofort Arzt aufsuchen.

- **Wirkstoff** Aus Calciumhypochlorit freigesetztes Aktivchlor, CAS Nr. 7778-54-3, 72,5 g/100 g.
- **UN3487**
- **UFI 3U70-U0HR-000A-2FK4**
- **CHZB1090**
- **Verfügbare Packungsgrössen** 1 | 3 | 5 | 10 kg
- **Piktogramme**

